



乳化重合に有用な TERP用連鎖移動剤

2-Methyl-2-(methyltellanyl)propanoic Acid 100mg 9,500円

- ・水溶性の有機テルル媒介リビングラジカル重合 (TERP) 用試薬 ¹⁾
- アクリルモノマー、メタクリルモノマー、スチレ ンモノマーなどの乳化重合に有用
- 低分散性 (D < 1.5)かつ粒子径の制御された (PDI < 0.030) ポリマーを合成可能
- 構造制御されたブロックコポリマーの合成にも 利用可能 2)

利用例

メタクリル酸メチルの乳化重合

引用文献 1) W. Fan, S. Yamago, M. F. Cunningham, et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 962. https://doi.org/10.1002/anie.201710754 2) Y. Jiang, M. Tosaka, S. Yamago, et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202306916. https://doi.org/10.1002/anie.202306916

関連製品(有機テルル試薬)

Ethyl 2-Methyl-2-(methyltellanyl)propanoate

2-Methyl-2-(methyltellanyl)propanenitrile

[1-(Methyltellanyl)ethyl]benzene

Dimethyl Ditelluride

100mg 4,500円 / 1g 24,800円 [E1508]

100mg 4,400円 / 1g 24,200円 [M3520]

100mg 4,200円 / 1g 23,600円 [M3521]

100mg 4,000円 / 1g 22,500円 [D6090]

界面活性剤や相間移動触媒についても取り揃えています。各製品の詳細はTCIのウェブサイトで ▶▶▶ TCI 界面活性剤 or 相間移動

弊社製品取扱店



東京仁成工業株式会社

試薬製品について

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 16-12 T-PLUS 日本橋小伝馬町8階 ■本社営業部 Tel: 03-3668-0489 Fax: 03-3668-0520 E-mail: Sales-JP@TCIchemicals.com

■大阪営業部 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-21 第2中井ビル1階 Tel: 06-6228-1155 Fax: 06-6228-1158 E-mail: osaka-s@TCIchemicals.com

スケールアップ、受託サービス(合成・開発・製造)について

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 16-12 T-PLUS 日本橋小伝馬町8階 □化成品営業部 Tel: 03-5651-5171 Fax: 03-5640-8021 E-mail: finechemicals@TCIchemicals.com

本誌掲載の化学品は試験・研究用にのみ使用するものです。化学知識のある専門家以外 の方のご使用はお避けください。品目や製品情報等、掲載内容の変更を予告なく行う場合 があります。内容の一部または全部の無断転載・複製はご遠慮ください。