

SARS-CoV-2に結合する 抗ウイルスレクチン GRFT(グリフィスシン)


Recombinant *Griffithsia* sp. lectin (= rGRFT)

1mg/vial 22,000円 [R0229]


紅藻由来の糖結合タンパク質 GRFT (グリフィスシン) は、HIV などに対して抗ウイルス活性を示すことが知られており、SARS-CoV-2 に対しても様々な作用を示すことが報告されています。リコンビナントレクチンとして大量にご提供可能です。



担体固定化により ウイルスの捕集¹⁾(エンリッチ)



分析·検出 (感度向上)





培養細胞



ウイルス + GRFT 添加


ウイルスの増殖抑制





引用文献

- 1) G. Özkul et al., Adv. Mater. Interfaces **2022**, 13, 2201126.
- 2) S. Alsaidi et al., Mar. Drugs 2021, 19, 418.
- 3) R.E. Ahan et al., ACS Infect. Dis. 2022, 8, 1253.



SARS-CoV-2 に結合する抗ウイルスレクチン GRFT (グリフィスシン)

修飾 GRFT

アガロース固定化GRFT

rGRFT-LecBeads [for Manα(1-2)Man] 1mL/vial 45,000円 [R0239]

ビオチン化GRFT

rGRFT-Biotin [for Manα(1-2)Man] 1mL/vial 35,000円 [R0234]

レクチン(= 糖結合タンパク質)

LecBeads (レクチンアガロース)

rPSL1a-LecBeads [for Siaα(2-6)Gal] 1mL/vial 54,000円 [R0235]
rLSL-N-LecBeads [for Galβ(1-4)GlcNAc, poly LacNAc] 1mL/vial 45,000円 [R0236]
rMOA-LecBeads [for Galα(1-3)Gal] 1mL/vial 45,000円 [R0237]
rSRL-LecBeads [for GlcNAcβ(1-2)Man, Galβ(1-3)GalNAc] 1mL/vial 45,000円 [R0238]
AOL-LecBeads [for Fucα(1-6)/α(1-4)/α(1-3)/α(1-2)] 0.5mL/vial 54,000円 [A3331]

R0235、R0236、R0237、R0238、R0239は、国立研究開発法人産業技術総合研究所と弊社の共同開発品です。

ビオチン化レクチン

r PSL1a-Biotin [for Siaα(2-6)Gal]	1mL/vial 42,000円 [R0230]
rLSL-N-Biotin [for Galβ(1-4)GlcNAc, poly LacNAc]	1mL/vial 35,000円 [R0231]
rMOA-Biotin [for Galα(1-3)Gal]	1mL/vial 35,000円 [R0232]
rSRL-Biotin [for GlcNAcβ(1-2)Man, Galβ(1-3)GalNAc]	1mL/vial 35,000円 [R0233]
AOL-Biotin Conjugate	0.5mL/vial 40,500円 [A2659]

非標識レクチン

Recombinant *Polyporus squamosus* lectin (= rPSL1a) expressed in *Escherichia coli* 1mg/vial 26,400円 [R0225]

Recombinant Laetiporus sulphureus lectin N-Terminal Domain (= rLSL-N)

expressed in Escherichia coli 1mg/vial 22,000円 [R0226]

Recombinant *Marasmius oreades* agglutinin (= rMOA)

expressed in *Escherichia coli* 1mg/vial 22,000円 [R0227]

Recombinant *Sclerotium rolfsii* lectin (= rSRL)

expressed in *Escherichia coli* 1mg/vial 22,000円 [R0228]

Lectin, Fucose specific (= AOL)

from Aspergillus oryzae 5mg/vial 41,700円 [L0169]

R0225、R0226、R0227、R0228、R0229 は、国立研究開発法人産業技術総合研究所からのライセンスを受けて製品化しました。 L0169 は、月桂冠株式会社の技術協力のもと製品化しました。

東京仁成工業株式会社

試薬製品について

■本社営業部 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 16-12 T-PLUS 日本橋小伝馬町8階 Tel: 03-3668-0489 Fax: 03-3668-0520 E-mail: Sales-JP@TCIchemicals.com

■大阪営業部 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-21 第2中井ビル1階 Tel: 06-6228-1155 Fax: 06-6228-1158 E-mail: osaka-s@TCIchemicals.com

スケールアップ、受託サービス(合成・開発・製造)について

□**化成品部** 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 16-12 T-PLUS 日本橋小伝馬町8階 Tel: 03-5651-5171 Fax: 03-5640-8021 E-mail: finechemicals@TCIchemicals.com

弊社製品取扱店

本誌掲載の化学品は試験・研究用にのみ使用するものです。化学知識のある専門家以外 の方のご使用はお避けください。品目や製品情報等、掲載内容の変更を予告なく行う場合 があります。内容の一部または全部の無断転載・複製はご遠慮ください。